


PULSGENERATOR



Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbe-teckn	Tidigare beteckn
M2569-204010	Puls-generator		TTM-CVA-381 typ PG2	M3743-303

Emballage:

DATA

Användning:	Pulsgeneratorn är närmast avsedd att användas i samband med service av PN-51. ( Se YYM-CVA-434 ).
Konstruktion:	Självsvängande blockeringsoscillator
Pulsfrekvens:	0 - 10 kHz
Utgång:	Från katodföljare
Strömförsörjning:	220 V, 50 Hz
Dimensioner:	115 x 160 x 345 mm
Vikt:	5,0 kg