



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3656-993829	Mätkropp MT		TETRO-010-6065-13
2	1	F6572-000411	.Mätkropp		TETRO-010-6065-12
	1	M3656-993829	..Beskrivning		TETRO-070-1596-00

Tillbehör:

3	1	F6572-000309	.Spets med gripklo		TETRO-013-0107-03
4	1	F6572-000403	.Mätspets		TETRO-015-0201-00
5	2	M3656-992709	.Isoleringshylsa		TETRO-166-0404-01
6	1	F6572-000409	.Jordningskabel		TETRO-175-0124-01
7	1	F6572-000410	.Jordningskabel		TETRO-175-0263-01
8	2	M3656-990649	.Krokodilklämma		TETRO-344-0046-00

DATA

Allmänt:

Mätkroppen är avsedd att användas tillsammans med oscilloskop TETRO-465.

Dämpning:

x10.

Frekvensområde:

Till 100 MHz när mätkroppen används tillsammans med TETRO-465.

Inresistans:

10 Mohm.

Inkapacitans:

12,5 pF.

Inspänning:

Max 500 V ls + vs topp till 0,5 MHz minskande till 30 V vid 200 MHz.